


A 11/2

Inserto

per il lavaggio delicato di oggetti sensibili rompendo il getto.



- Con punzonature 7 x 7 mm
- Utilizzabile nel cesto superiore e inferiore

Codice EAN: 4002516340119 / Numero di materiale: 11239130 /
Vecchio numero di materiale: 69501103D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8505	•
Categoria prodotto	
Base	•
Telaio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1
Misura esterna, larghezza netta in mm	476
Misura esterna, profondità netta in mm	443
Misura esterna, altezza lorda in mm	70
Misura esterna, larghezza lorda in mm	505
Misura esterna, profondità lorda in mm	430
Peso netto in kg	0,71
Peso lordo in kg	1,08