

LDTT 86

Flacone di raccolta

con griglie di supporto per raccogliere liquidi che gocciolano del TT 86.



Image
in progress

- Disposizione sotto vasca di raccolta

Codice EAN: 4002516271864 / Numero di materiale: 11293740 /
Vecchio numero di materiale: 69200120D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria di prodotto	
Sistema di deposito/trasporto	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	121
Misura esterna, larghezza netta in mm	130
Misura esterna, profondità netta in mm	147
Misura esterna, altezza lorda in mm	140
Misura esterna, larghezza lorda in mm	190
Misura esterna, profondità lorda in mm	295
Peso netto in kg	0,41
Peso lordo in kg	0,56