

A 320  
Inserto  
per il lavaggio delicato di oggetti sensibili rompendo il getto.



- Con punzonature 7 x 7 mm

Codice EAN: 4002516237082 / Numero di materiale: 11295510 /  
Vecchio numero di materiale: 69632000D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Telaio	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	10
Misura esterna, larghezza netta in mm	237
Misura esterna, profondità netta in mm	536
Misura esterna, altezza lorda in mm	60
Misura esterna, larghezza lorda in mm	245
Misura esterna, profondità lorda in mm	560
Peso netto in kg	0,47
Peso lordo in kg	0,63