


A 321
Inserto
per disporre diversi utensili.



- Per becher, imbuto e pompe tiralatte
- Con maniglie flessibili

Codice EAN: 4002516237099 / Numero di materiale: 11309380 /
Vecchio numero di materiale: 69632100D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per becher	•
Inserto/modulo per vetreria a collo largo	•
Altro inserto	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	81
Misura esterna, larghezza netta in mm	240
Misura esterna, profondità netta in mm	545
Misura esterna, altezza lorda in mm	90
Misura esterna, larghezza lorda in mm	255
Misura esterna, profondità lorda in mm	585
Peso netto in kg	0,76
Peso lordo in kg	0,99