


DKF 28-R  
Filtro antiodore Longlife AirClean rigenerabile  
Per cappe a ricircolo aria Miele DA 7378 D

Codice EAN: 4002516241805 / Numero di materiale: 11347530 /  
Vecchio numero di materiale: 28996415EU1



- Con carboni attivi – neutralizza efficacemente odori sgradevoli
- Si rigenera con facilità nel forno ogni sei mesi
- 3 anni di durata
- + econ. dei filtri monouso se si rispettano interv. di sostituz.