

APST 006

Guarnizione dello sportello

per applicare guarnizioe alla camera in pressione.



- Sostituzione necessaria dopo 800 ciclo di sterilizzazione

Codice EAN: 4002516298205 / Numero di materiale: 11377350 /
Vecchio numero di materiale: 68900006D

Classe appart. prodotto	
Sterilizzatori da banco	•
Appartenenza degli apparecchi	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoria prodotto	
Guarnizione	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	25
Misura esterna, larghezza lorda in mm	300
Misura esterna, profondità lorda in mm	400
Peso netto in kg	0,11
Peso lordo in kg	0,12