

APST 008

Filtro/i

per raccogliere particelle di polvere all'interno dell'apparecchio.



- Cassetta introduzione compatta per facile sostituzione
- Sostituzione necessaria dopo 400 ciclo di sterilizzazione

Codice EAN: 4002516256397 / Numero di materiale: 11377370 /
Vecchio numero di materiale: 68900008D

Classe appart. prodotto	
Sterilizzatori da banco	•
Appartenenza degli apparecchi	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoria prodotto	
Filtro/i	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	15
Misura esterna, larghezza lorda in mm	170
Misura esterna, profondità lorda in mm	250
Peso netto in kg	0,04
Peso lordo in kg	0,05