

DataDiary Cube

Tracciabilità dei processi su base app
per creazione semplice e wireless di protocolli di sterilizzatori da banco CUBE.



- Soluzione Plug & Play che non richiede manutenzione
- Trasmissione wireless dei dati con WLAN tramite rete locale
- Creazione di protocolli in formato PDF
- Identificazione utente mediante User-ID con password o tag NFC
- Incl. accesso con app, WiFi Dongle Key e 5 schede chip NFC
- Compatibile a partire da Android 8.0 e iOS 12.4

Codice EAN: 4002516298328 / Numero di materiale: 11394260 /
Vecchio numero di materiale: 68819003D

Classe appartenenza prodotto	
Sterilizzatori da banco	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoria di prodotto	
Tracciabilità processi/dati di funzionamento/dati di comunicazione	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Bianco
Sistemi operativi supportati	Android
Diagonale minima necessaria dello schermo del dispositivo in pollici	7,00
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti oftalmici	•
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di bacinelle	•
Trattamento di bacinelle reniformi	•
Trattamento di biberon	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Trattamento di tray/vassoi	•
Trattamento di cestini	•
Trattamento di utensili vari	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	10
Misura esterna, larghezza netta in mm	25
Misura esterna, profondità netta in mm	69
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	120
Misura esterna, profondità lorda in mm	170
Peso netto in kg	0,08
Peso lordo in kg	0,09