

APST 000

Sistema di trattamento dell'acqua Plug & Pure per preparare acqua demineralizzata.



- Composto da kit allacciamento, testa filtro e cartuccia filtro
- Sostituibile semplicemente e rapidamente grazie all'innovativa testa filtro
- Fissaggio sicuro e delicato sulla superficie: piedino in plastica
- Possibile montaggio a parete grazie al supporto a parete fornito
- Qualità d'acqua costante, alta grazie al trattamento innovativo dell'acqua

Codice EAN: 4002516297031 / Numero di materiale: 11401510 /
Vecchio numero di materiale: 68900009D

Classe appart. prodotto	
Sterilizzatori da banco	•
Appartenenza degli apparecchi	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoria prodotto	
Trattamento dell'acqua	•
Caratteristiche del prodotto	
Potenza in l/min.	1
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	476
Misura esterna, larghezza netta in mm	124
Misura esterna, profondità netta in mm	123
Misura esterna, altezza lorda in mm	123
Misura esterna, larghezza lorda in mm	315
Misura esterna, profondità lorda in mm	505
Peso netto in kg	3,66
Peso lordo in kg	4,03