

WA CCR 0302 L

Caps CottonRepair

Detersivo speciale per capi in cotone (confezione da 3). EasyOpen.

Codice EAN: 4002516380467 / Numero di materiale: 11485850 /  
Vecchio numero di materiale: 11997173EU5



- Basta un solo lavaggio per rinnovare visibilmente i capi
- Speciale composizione Miele con tecnologia Novozymes
- Anti-pilling, in più rivitalizza i colori intensi e brillanti
- Utilizzare max. 1-2 volte all'anno secondo tipo di tessuto
- Bicchierini di plastica riciclata 100 %, a tutela dell'ambiente
- Per 3 applicazioni: per tutti i modelli di lavatrice