

PR 900

Stampante da incasso per protocolli  
per stampare protocolli relativi ai processi.



- Stampante termica con larghezza fogli 60 mm
- Con macchina a 2 sportelli integrabile sul lato di prelevamento

Codice EAN: 4002516362081 / Numero di materiale: 11491220 /  
Vecchio numero di materiale: 69247004D

#### Classe appartenenza prodotto

Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio

•

#### Classe appartenenza degli apparecchi

PLW 8615

•

PLW 8616

•

#### Caratteristiche del prodotto

Colore

Nero

#### Allacciamento elettrico standard

Numero fasi

0

Tensione in V

0

Frequenza in Hz

0

Potenza massima assorbita in kW

0,00

Protezione in A

0

#### Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm

950

Misura esterna, larghezza netta in mm

77

Misura esterna, profondità netta in mm

69

Misura esterna, altezza lorda in mm

125

Misura esterna, larghezza lorda in mm

200

Misura esterna, profondità lorda in mm

1000

Peso netto in kg

2,87

Peso lordo in kg

3,59