

## DOS K 85/1 flex

Modulo di dosaggio per tanica da 5 l

per il dosaggio automatico dei detersivi liquidi, con indicatore di livello.



- Controllo dos., elevata sicurezza processi con DIN EN ISO 15883
- Per dosare detersivo/neutralizzante liquido
- 214 mm mm tubicino asp. per taniche 5 l con chiusura flessibile
- kit modif. tubic. asp. taniche 10-30 l da assist.

Codice EAN: 4002516365297 / Numero di materiale: 11498920 /  
Vecchio numero di materiale: 69747053D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfezioni	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Sistema di dosaggio	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Portata in ml/60 sec.	55
Lunghezza del tubicino di aspirazione in mm	214
<b>Allacciamento elettrico</b>	
Numero fasi	1
Conduttore neutro	N
AC/DC	AC
Tensione in V	200-230
Frequenza in Hz	50
Potenza massima assorbita in kW	0,01
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	160
Misura esterna, larghezza lorda in mm	198
Misura esterna, profondità lorda in mm	478
Peso netto in kg	1,52
Peso lordo in kg	1,74
<b>Norme, marcature, certificaz.</b>	
CE	•