

KFP 1805 ed/cs

Frontale in acciaio inossidabile

per integrare i frigoriferi MasterCool nello stile della vostra cucina.




Codice EAN: 4002516324539 / Numero di materiale: 11499020 /
Vecchio numero di materiale: 38996082EU1

- per congel. da 45 cm senza erog. ghiaccio/acqua nello sportello

KFP 1805 ed/cs

Frontale in acciaio inossidabile

per integrare i frigoriferi MasterCool nello stile della vostra cucina.



KFP1805ed/cs, KFP1804ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings