

KFP 2445 ed/cs

Frontale in acciaio inossidabile

per integrare i frigoriferi MasterCool nello stile della vostra cucina.




Codice EAN: 4002516324621 / Numero di materiale: 11499620 /
Vecchio numero di materiale: 38996093EU1

- Per congel. larghi 61 cm con erog. ghiaccio/acqua nello sportello

KFP 2445 ed/cs

Frontale in acciaio inossidabile

per integrare i frigoriferi MasterCool nello stile della vostra cucina.



KFP2445ed/cs, KFP2444ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings