

ProCare Tex 70 S - 20 l

Ammorbidente, concentrato liquido, acido, 20 l
senza microplastica.



- Per la cura ottimale di capi
- Sviluppato in modo specifico per Miele Professional
- Buona antistatica con tessuti misti
- Ottima capacità di scioglimento
- Senza fragranze incapsulate

Codice EAN: 4002516365525 / Numero di materiale: 11520400 /
Vecchio numero di materiale: 59704301DE

Classe appartenenza prodotto	
Lavatrici	•
Efficacia di lavaggio	
Effetto antistatico	Buono
Capacità di scioglimento	Ottimo
Dosaggio	
Adeguamento possibile della concentrazione di dosaggio	•
Valore pH della soluzione	3,5-4,5
Per dosaggio automatico	•
Utilizzabile per tutte le durezza dell'acqua	•
Uso	
Lavanderie a gettoni	•
Settore alberghiero, ristorazione	•
Lavaggio di abbigliamento sportivo	•
Lavaggio di indumenti	•
Lavaggio di abbigliamento professionale	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Ammorbidente
Alcalinità	Acido
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Fragranze
Senza fosfati	•
Densità (a 20 °C) in g/cm ³	0,99
Senza microplastica	•
Aggiunta ottimale per tutti i detersivi	•
Indicazioni di conservazione	
Temperatura minima di conservazione in °C	4
Temperatura massima di conservazione in °C	40
Conservarle in luogo asciutto e non soggetto a gelo	•
Dopo la rimozione di quantità parziali, risigillare immediatamente il contenitore	•
Durata minima in mesi	12
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	385
Misura esterna, larghezza netta in mm	258
Misura esterna, profondità netta in mm	294
Misura esterna, altezza lorda in mm	378,00
Misura esterna, larghezza lorda in mm	256,00
Misura esterna, profondità lorda in mm	288,00
Capacità di carico in g	20000
Peso lordo in kg	21,00
Capacità in ml	20000
Conformità, marcature e certificazioni	
Conforme a GHS/CLP	•