

ProCare Tex 11 - 20 kg
 Detersivo universale, in polvere, alcalino, 20 kg
 un detersivo ricco di enzimi e senza fosfati.



- Per il lavaggio ottimale di capi differenti
- Sviluppato in modo specifico per Miele Professional
- Particolarmente efficace nell'area a basse temperature
- Enzimi efficaci biologicamente, contengono ossigeno attivo
- Ottimo scioglimento di grassi e sporco

Codice EAN: 4002516365549 / Numero di materiale: 11520440 /
 Vecchio numero di materiale: 59705301DE

Classe appartenenza prodotto	
Lavatrici	•
Efficacia di lavaggio	
Potere dissolvente sporco	Ottimo
Potere dissolvente proteine	Ottimo
Potere dissolvente grassi	Ottimo
Efficacia di candeggiamento	Ottimo
Dosaggio	
Adeguamento possibile della concentrazione di dosaggio	•
Valore pH della soluzione	10,0-11,0
Dosaggio manuale	•
Utilizzabile per tutte le durezza dell'acqua	•
Uso	
Lavanderie a gettoni	•
Settore alberghiero, ristorazione	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Detersivo universale
Alcalinità	Alcalino
Forma dell'aggregato	Detersivo in polvere
Componenti	Ossigeno
Efficace biologicamente grazie a enzimi speciali	•
Senza fosfati	•
Efficace a temperature di 30-90 °C	•
Particolarmente efficace a basse temperature	•
Densità (a 20 °C) in g/cm ³	0,60
Semplice uso	•
Indicazioni di conservazione	
Temperatura minima di conservazione in °C	0
Temperatura massima di conservazione in °C	40
Conservarle in luogo asciutto e non soggetto a gelo	•
Dopo la rimozione di quantità parziali, risigillare immediatamente il contenitore	•
Durata minima in mesi	24
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	750
Misura esterna, larghezza netta in mm	350
Misura esterna, profondità netta in mm	140
Misura esterna, altezza lorda in mm	140,00
Misura esterna, larghezza lorda in mm	440,00
Misura esterna, profondità lorda in mm	620,00
Capacità di carico in g	20000
Peso lordo in kg	21,00
Conformità, marcature e certificazioni	
Conforme a GHS/CLP	•