

ProCare Sure I-PM Starter
Indicatore di processo, starter pack
per il controllo visivo di routine nel processo di lavaggio e disinfezione.



Codice EAN: 4002516364696 / Numero di materiale: 11577150 /
Vecchio numero di materiale: 68915301D

Classe di appartenenza prodotto

Termodisinfettori

- Sicurezza aggiuntiva con impiego di routine
- Uso semplice grazie agli indicatori autoadesivi
- 2 supporti in plastica & 64 indicatori singoli per confezione
- Durata minima di 36 mesi a partire dalla data di produzione
- Applicazione precisa con scheda doc. come download in PDF