

APIB 002

Steamer

per un finissaggio semplice di camicette e abiti appesi sulle grucce.



- Elevata emissione di vapore per risultati ottimali
- La spazzola solleva le fibre dei tessuti
- Anche per rinfrescare i capi
- Leggero e per facile uso

Codice EAN: 4002516373261 / Numero di materiale: 11622490 /  
Vecchio numero di materiale: 59530002EU

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Sistemi stiranti	•
<b>Classe appart. appar./access.</b>	
PIB 100	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Altri accessori	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Plastica
Colore	Bianco loto
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	350
Misura esterna, larghezza netta in mm	165
Misura esterna, profondità netta in mm	125
Misura esterna, altezza lorda in mm	125
Misura esterna, larghezza lorda in mm	165
Misura esterna, profondità lorda in mm	350
Peso netto [kg]	0,95
Peso lordo in kg	1,15