

ProCare Protein Check Protein Check

per provare e stimare a livello qualitativo eventuali residui proteici.



- Test presenza residui dopo lavaggio & disinfezione termica
- Applicazione precisa
- Efficacia immediata dopo 3 minuti
- 3 unità per confezione

Codice EAN: 4002516374169 / Numero di materiale: 11626810 /
Vecchio numero di materiale: 69910103D

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	28
Misura esterna, larghezza lorda in mm	157
Misura esterna, profondità lorda in mm	232
Peso lordo in kg	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	28
Misura esterna, larghezza lorda in mm	157
Misura esterna, profondità lorda in mm	232
Peso netto in kg	0,18
Peso lordo in kg	0,18