

A 822

Adattatore

per l'uso di A 814/1 nei cesti iniettori della PWD 8531 & PWD 8532.



- Per l'uso nel cesto iniettore APWD061

Codice EAN: 4002516428565 / Numero di materiale: 11691970 /  
Vecchio numero di materiale: 68682200D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Termodisinfettori	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Adattatore	•
Altri accessori	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	16
Misura esterna, larghezza netta in mm	20
Misura esterna, profondità netta in mm	20
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	120
Misura esterna, profondità lorda in mm	170
Peso netto in kg	0,01
Peso lordo in kg	0,02