

A 865  
Supporto  
per disporre in modo ottimale siringhe multifunzione & 3F.



- Utilizzabile nel cesto superiore A 105/1 e nel modulo A 315
- Compatibile con le siringhe di numerosi produttori attuali

Codice EAN: 4002516413752 / Numero di materiale: 11709860 /  
Vecchio numero di materiale: 69686500D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Termodisinfettori	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Supporto	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	121
Misura esterna, larghezza netta in mm	28
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	108
Misura esterna, larghezza lorda in mm	117
Misura esterna, profondità lorda in mm	305
Peso netto in kg	0,30
Peso lordo in kg	0,93