

A 317
 Inserto
 per disporre 6 tray.



- Con 7 supporti (6 vani).
- Inclinazione regolabile per diverse serie di apparecchi

Codice EAN: 4002516413875 / Numero di materiale: 11710110 /
 Vecchio numero di materiale: 68631700D

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Categoria di prodotto	
Inserto per tray/vassoi	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Numero di scomparti	6
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di tray/vassoi	•
Capacità	
Tray/vassoi [numero]	6
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	142
Misura esterna, larghezza netta in mm	154
Misura esterna, profondità netta in mm	465
Misura esterna, altezza lorda in mm	220
Misura esterna, larghezza lorda in mm	205
Misura esterna, profondità lorda in mm	510
Peso netto in kg	0,83
Peso lordo in kg	2,43