

APWM 057

Tubicino di aspirazione (lancia)
per l'utilizzo di taniche da 20 l.



- Per l'impiego con pompe di dosaggio Miele Professional
- Altezza tanica prodotti ProCare, compreso tubicino di aspirazione: 540 mm
- Per l'allacciamento fino a tre lavatrici

Codice EAN: 4002516588764 / Numero di materiale: 11733620 /
Vecchio numero di materiale: 59510057D

Classe appartenenza prodotto	
Lavatrici	•
Classe appartenenza apparecchi/accessori	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Categoria di prodotto	
Sistema di dosaggio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Bianco/nero
Altezza tanica prodotti ProCare, compreso tubicino di aspirazione in mm	540
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	90
Misura esterna, larghezza netta in mm	90

APWM 057

Tubicino di aspirazione (lancia)
per l'utilizzo di taniche da 20 l.



Codice EAN: 4002516588764 / Numero di materiale: 11733620 /
Vecchio numero di materiale: 59510057D

Misura esterna, profondità netta in mm	550
Misura esterna, altezza lorda in mm	93
Misura esterna, larghezza lorda in mm	95
Misura esterna, profondità lorda in mm	565
Diametro in mm	45
Peso netto [kg]	0,52
Peso lordo in kg	0,64