

A 813/1

Adattatore

per il trattamento ottimale di strumenti di trasmissione, con spray esterno.



- Per l'impiego nel cesto superiore A 105/1 & nel cesto APWD 061
- In due parti, con parte sup. e una inf., compr.accessori

Codice EAN: 4002516432555 / Numero di materiale: 11763880 /
Vecchio numero di materiale: 68681301D

Classe appart. prodotto	
Termodisinfettori	•
Appartenenza degli apparecchi	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Categoria prodotto	
Supporto o adattatore per strumenti di trasmissione	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Capacità	
Strumenti di trasmissione [numero]	4
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	120
Misura esterna, larghezza netta in mm	120
Misura esterna, profondità netta in mm	300
Misura esterna, altezza lorda in mm	108
Misura esterna, larghezza lorda in mm	117
Misura esterna, profondità lorda in mm	305
Peso netto in kg	0,19
Peso lordo in kg	1,00
Dotazione	
E 362 Vite cieca [numero]	3
Ugello con tubo in silicone [numero]	4