

GS RA 503 L  
Brillantante, 500 ml  
per la migliore asciugatura e cura nelle lavastoviglie Miele.

Codice EAN: 4002516431633 / Numero di materiale: 11772180 /  
Vecchio numero di materiale: 21995532EU8



- Una brillantezza esclusiva per i vostri bicchieri
- Aiuta ad asciugare le vostre stoviglie
- Con formula salva-vetro contro la corrosione del vetro
- Speciale chiusura a nido d'ape per dosaggi semplici e precisi
- Bottiglie di plastica riciclata 100 %