


KFR 7000

Supporto per bottiglie

per conservare le bottiglie in frigorifero in modo sicuro.

Codice EAN: 4002516467489 / Numero di materiale: 11775120 /
Vecchio numero di materiale: 36996110EU1



- Versatile per l'impiego su diversi ripiani
- Per la conservazione orizzontale e ordinata ad es. di vino
- In metallo cromato
- Per apparecchi per il freddo da incasso, selezionati K 7000
- Per 9 bottiglie, a seconda delle dimensioni e della forma