

KSB 70

Box PerfectFresh

per la conservazione ideale degli alimenti nel frigorifero.

Codice EAN: 4002516467496 / Numero di materiale: 11779620 /
Vecchio numero di materiale: 36996113EU1



- In plastica pregiata e trasparente
- Conservazione pratica e flessibile
- Possibilità di spostamento laterale nel cassetto PerfectFresh
- per alimenti sensibili alla pressione, .p.es. bacche
- perfetto per i cassetti PerfectFresh Active e Pro K 7000