

ProCare Med 10 PRE - 1 l [Typ 1]

Detergente manuale, neutro, 1 l

con beccuccio, per pretrattamento a mano, ecologico.



- Strumenti puliti e sicuri grazie a ottimale efficacia di lavaggio
- Elevato rispetto dei materiali
- Ingredienti facilmente biodegradabili
- Senza fosfati
- Confezione riciclabile compresa chiusura & etichetta

Codice EAN: 7612594269546 / Numero di materiale: 11847280 /
Vecchio numero di materiale: 6980M0101V1

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Possibilità di impiego	
Rimozione di residui organici	Molto buono
Ammollo di strumenti e utensili prima del trattamento in macchina	Sehr gut
Consigli di dosaggio	
Valore pH della soluzione	7,5
Piccola apertura come beccuccio	•
Principali aree d'impiego	
Medicina generale	•
Chirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorinolaringoiatria	•
Urologia	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Detersivo neutro
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Sequestrante (senza fosfato), Inibitori di corrosione, Acidi organici, Tensioattivi, Tensioattivi non ionici
Temperatura minima di conservazione in °C	5
Temperatura massima di conservazione in °C	25
Per acciaio inossidabile	•
Per alluminio	•
Per alluminio anodizzato	•
Per ceramica	•
Previene la corrosione	•
Buona capacità di lavaggio	•
Protezione del materiale	•
Senza fosfati	•
Per strumenti standard	•
Per il trattamento manuale di strumenti e utensili	•
Per dispositivi medici riciclabili, resistenti alle alte temperature, invasivi e non invasivi	•
Per strumenti chirurgici	•
Per strumenti di anestesia	•
Per prevenire e ridurre l'essiccazione delle superfici sporche	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	217
Misura esterna, larghezza netta in mm	85
Misura esterna, profondità netta in mm	85
Misura esterna, altezza lorda in mm	250
Misura esterna, larghezza lorda in mm	85
Misura esterna, profondità lorda in mm	85
Peso lordo in kg	1

ProCare Med 10 PRE - 1 l [Typ 1]

Detergente manuale, neutro, 1 l

con beccuccio, per pretrattamento a mano, ecologico.

Codice EAN: 7612594269546 / Numero di materiale: 11847280 /

Vecchio numero di materiale: 6980M0101V1

Capacità in ml

1000

Conformità, marcature, certif.

CE

