

ProCare Med 10 PRE - 5 l
Detergente manuale, neutro, 5 l
per pretrattamento a mano, ecologico.



- Strumenti puliti e sicuri grazie a ottimale efficacia di lavaggio
- Elevato rispetto dei materiali
- Ingredienti facilmente biodegradabili
- Senza fosfati
- Confezione riciclabile compresa chiusura & etichetta

Codice EAN: 7612594269249 / Numero di materiale: 11847400 /
Vecchio numero di materiale: 6980M0111V1

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Possibilità di impiego	
Rimozione di residui organici	Molto buono
Ammollo di strumenti e utensili prima del trattamento in macchina	Sehr gut
Consigli di dosaggio	
Valore pH della soluzione	7,5
Principali aree d'impiego	
Medicina generale	•
Chirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorinolaringoiatria	•
Urologia	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Detersivo neutro
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Sequestrante (senza fosfato), Inibitori di corrosione, Acidi organici, Tensioattivi non ionici
Temperatura minima di conservazione in °C	5
Temperatura massima di conservazione in °C	25
Per acciaio inossidabile	•
Per alluminio	•
Per alluminio anodizzato	•
Per ceramica	•
Previene la corrosione	•
Buona capacità di lavaggio	•
Protezione del materiale	•
Senza fosfati	•
Per strumenti standard	•
Per il trattamento manuale di strumenti e utensili	•
Per dispositivi medici riciclabili, resistenti alle alte temperature, invasivi e non invasivi	•
Per strumenti chirurgici	•
Per strumenti di anestesia	•
Per prevenire e ridurre l'essiccazione delle superfici sporche	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	193
Misura esterna, larghezza netta in mm	148
Misura esterna, profondità netta in mm	256
Misura esterna, altezza lorda in mm	256
Misura esterna, larghezza lorda in mm	148
Misura esterna, profondità lorda in mm	193
Peso lordo in kg	5
Capacità in ml	5000

ProCare Med 10 PRE - 5 l
Detergente manuale, neutro, 5 l
per pretrattamento a mano, ecologico.

Codice EAN: 7612594269249 / Numero di materiale: 11847400 /
Vecchio numero di materiale: 6980M0111V1

Conformità, marcature, certif.

CE

