

ProCare Med 13 PRE - 500 ml

Schiuma di pretrattamento, leggermente alcalina, 500 ml  
per pretrattamento a mano, enzimatico.



- Il pretrattamento riduce il deposito delle impurità
- Risciacquo migliorato, impedendo un'asciugatura eccessiva
- Miglioramento del trattamento degli strumenti in macchina
- Elevato rispetto dei materiali
- Confezione riciclabile compresa chiusura & etichetta

Codice EAN: 7612594269287 / Numero di materiale: 11847560 /  
Vecchio numero di materiale: 6980M0271V1

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Possibilità di impiego</b>	
Rimozione di sangue	Molto buono
Rimozione di residui organici	Molto buono
Rimozione di resti di colture tissutali e cellulari	Molto buono
Rimozione del muco dagli strumenti medici	Sehr gut
Riduce il deposito delle impurità sulle superfici	Sehr gut
<b>Consigli di dosaggio</b>	
Valore pH della soluzione	8,0-9,0
<b>Principali aree d'impiego</b>	
Medicina generale	•
Chirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorinolaringoiatria	•
Urologia	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di mezzo	Schiuma di pretrattamento
Componenti	Enzimi, Conservante, Metiliso tiazolinone, Tensioattivi, Tensioattivi non ionici
Temperatura minima di conservazione in °C	5
Temperatura massima di conservazione in °C	25
Per acciaio inossidabile	•
Per alluminio	•
Per alluminio anodizzato	•
Previene la corrosione	•
Protezione del materiale	•
Senza fosfati	•
Ottima risciacquabilità	•
Per strumenti standard	•
Per metalli non ferrosi	•
Per alluminio anodizzato	•
Per il trattamento manuale di strumenti e utensili	•
Per dispositivi medici riciclabili, resistenti alle alte temperature, invasivi e non invasivi	•
Per strumenti chirurgici	•
Per il trasporto dal luogo di impiego all'area deputata al trattamento	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	187
Misura esterna, larghezza netta in mm	67
Misura esterna, profondità netta in mm	67
Misura esterna, altezza lorda in mm	187
Misura esterna, larghezza lorda in mm	67
Misura esterna, profondità lorda in mm	67
Peso lordo in kg	1
Capacità in ml	500

ProCare Med 13 PRE - 500 ml

Schiuma di pretrattamento, leggermente alcalina, 500 ml  
per pretrattamento a mano, enzimatico.

Codice EAN: 7612594269287 / Numero di materiale: 11847560 /  
Vecchio numero di materiale: 6980M0271V1

**Conformità, marcature, certif.**

CE

