

ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Detersivo universale, mediamente alcalino, 1 l

con collo largo, per trattam. ottimale di strumenti di trasmissione e standard.



- Detersivo universale efficace e delicato sui materiali
- Per tutti i tipi di strumenti
- Ingredienti specifici, ricercati e pregiati
- Poca schiuma e assenza di coloranti ed essenze
- Confezione riciclabile compresa chiusura & etichetta

Codice EAN: 7612594269348 / Numero di materiale: 11847720 /
Vecchio numero di materiale: 6980M0481V1

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Possibilità di impiego	
Rimozione di sangue	Molto buono
Rimozione di residui organici	Molto buono
Rimozione di resti di colture tissutali e cellulari	Molto buono
Rimozione del muco dagli strumenti medici	Sehr gut
Riduce il deposito delle impurità sulle superfici	Sehr gut
Consigli di dosaggio	
Dimensioni apertura per tubicino di dosaggio	•
Valore pH della soluzione	10,0
Principali aree d'impiego	
Medicina generale	•
Chirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorinolaringoiatria	•
Oftalmologia	•
Urologia	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Legg. alcalino Detersivo
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Enzimi, Sequestrante (senza fosfato), Conservante, Fosfato, Tensioattivi, Tensioattivi non ionici
Temperatura minima di conservazione in °C	5
Temperatura massima di conservazione in °C	25
Per acciaio inossidabile	•
Per alluminio	•
Per alluminio anodizzato	•
Per ceramica	•
Buona capacità di lavaggio	•
Protezione del materiale	•
Versatile	•
Elevato rispetto dei materiali	•
Ottima compatibilità con i materiali	•
Per materiali delicati	•
Per strumenti standard	•
Per metalli non ferrosi	•
Per alluminio anodizzato	•
Per il trattamento in macchina di strumenti e utensili	•
Per dispositivi medici riciclabili, resistenti alle alte temperature, invasivi e non invasivi	•
Per strumenti chirurgici	•
Per strumenti di microchirurgia	•
Per strumenti MIS	•
Per strumenti di anestesia	•
Per apparecchi per la respirazione	•

ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Detersivo universale, mediamente alcalino, 1 l

con collo largo, per trattam. ottimale di strumenti di trasmissione e standard.



Codice EAN: 7612594269348 / Numero di materiale: 11847720 /
Vecchio numero di materiale: 6980M0481V1

Per utensili di reparto

•

Per contenitori di sterilizzazione in alluminio

•

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm 244

Misura esterna, larghezza netta in mm 83

Misura esterna, profondità netta in mm 83

Misura esterna, altezza lorda in mm 244

Misura esterna, larghezza lorda in mm 83

Misura esterna, profondità lorda in mm 83

Peso lordo in kg 1

Capacità in ml 1000

Conformità, marcature, certif.

CE

•