

ProCare Med 10 MA - 5 l

Detersivo universale, mediamente alcalino, 5 l

per il trattamento in macchina di strumenti e utensili.



- Detersivo universale efficace e delicato sui materiali
- Per tutti i tipi di strumenti
- Ingredienti specifici, ricercati e pregiati
- Poca schiuma e assenza di coloranti ed essenze
- Confezione riciclabile compresa chiusura & etichetta

Codice EAN: 7612594269379 / Numero di materiale: 11847730 /

Vecchio numero di materiale: 6980M0411V1

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Possibilità di impiego</b>	
Rimozione di residui organici	•
Rimozione di resti di colture tissutali e cellulari	•
Rimozione del muco dagli strumenti medici	Sehr gut
<b>Raccomandazione di dosaggio</b>	
Raccomandazione di dosaggio per ciclo di lavaggio	1–6 ml/l
Raccomandazione di dosaggio (per ciclo di lavaggio)	1–6 ml/l
Dimensioni apertura per tubicino di dosaggio	•
Valore pH a 20 °C	9,1
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di sostanza	Detersivo legg. alcalino
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Enzimi, Agenti complessanti (senza fosfati), Conservante, Fosfati, Tensioattivi, Tensioattivi non ionici
Temperatura minima di conservazione in °C	5
Temperatura massima di conservazione in °C	25
<b>Principali aree d'impiego</b>	
Medicina generale	•
Chirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorinolaringoiatria	•
Oftalmologia	•
Urologia	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di mezzo	Detersivo legg. alcalino
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Enzimi, Agenti complessanti (senza fosfati), Conservante, Fosfati, Tensioattivi, Tensioattivi non ionici
Temperatura minima di conservazione in °C	5
Temperatura massima di conservazione in °C	25
Per acciaio inossidabile	•
Per alluminio	•
Per alluminio anodizzato	•
Per ceramica	•
Buona capacità di lavaggio	•
Protezione del materiale	•
Versatile	•
Elevato rispetto dei materiali	•
Per materiali delicati	•

ProCare Med 10 MA - 5 l

Detersivo universale, mediamente alcalino, 5 l  
per il trattamento in macchina di strumenti e utensili.



Codice EAN: 7612594269379 / Numero di materiale: 11847730 /  
Vecchio numero di materiale: 6980M0411V1

Per strumenti standard	•
Per metalli non ferrosi	•
Per alluminio anodizzato	•
Per il trattamento in macchina di strumenti e utensili	•
Per dispositivi medici riciclabili, resistenti alle alte temperature, invasivi e non invasivi	•
Per strumenti chirurgici	•
Per strumenti di microchirurgia	•
Per strumenti MIS	•
Per strumenti di anestesia	•
Ottima compatibilità con i materiali	•
Per apparecchi per la respirazione	•
Per utensili di reparto	•
Per contenitori di sterilizzazione in alluminio	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misure esterne, profondità lorda in mm	246,00
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	214
Misura esterna, larghezza netta in mm	143
Misura esterna, profondità netta in mm	246
Misura esterna, altezza lorda in mm	214
Misura esterna, larghezza lorda in mm	143
Misura esterna, profondità lorda in mm	246
Peso lordo in kg	6
Capacità in ml	5000
<b>Conformità, marcature e certificazioni</b>	
CE	•
Conforme a GHS/CLP	•