

ProCare Med 30 C - 5 l
Neutralizzante, acido, 5 l
per neutralizzazione ottimale a base di acido organico.



- Neutralizzatore delicato per l'eliminazione di residui alcalini
- Elevato rispetto dei materiali, senza tensioattivi
- Combinazione ottimale con il detersivo ProCare Med 10 MA
- Confezione riciclabile compresa chiusura & etichetta

Codice EAN: 7612594269447 / Numero di materiale: 11847800 /
Vecchio numero di materiale: 6980M0511V1

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Possibilità di impiego	
Rimuove in modo delicato residui alcalini da strumenti e utensili da trattare	•
Raccomandazione di dosaggio	
Raccomandazione di dosaggio per ciclo di lavaggio	1-3 ml/l (0,1-0,3%)
Raccomandazione di dosaggio (per ciclo di lavaggio)	1-3 ml/l (0,1-0,3%)
Dimensioni apertura per tubicino di dosaggio	•
Valore pH a 20 °C	2,7
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di sostanza	Neutralizzante acido
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Acidi organici
Temperatura minima di conservazione in °C	5
Temperatura massima di conservazione in °C	25
Principali aree d'impiego	
Medicina generale	•
Chirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorinolaringoiatria	•
Oftalmologia	•
Urologia	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Neutralizzante acido
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Acidi organici
Temperatura minima di conservazione in °C	5
Temperatura massima di conservazione in °C	25
Per acciaio inossidabile	•
Per alluminio	•
Per alluminio anodizzato	•
Per ceramica	•
Impedisce i depositi di calcare e protegge il carico	•
Senza tensioattivi	•
Neutralizzazione dei residui di alcali diffusi	•
Prevenzione depositi di calcare nella camera di lavaggio	•
Per strumenti standard	•
Per alluminio anodizzato	•
Per la neutralizzazione di alluminio non anodizzato	•
Per il trattamento in macchina di strumenti e utensili	•
Per dispositivi medici riciclabili, resistenti alle alte temperature, invasivi e non invasivi	•
Per strumenti chirurgici	•
Per strumenti di microchirurgia	•

ProCare Med 30 C - 5 l
 Neutralizzante, acido, 5 l
 per neutralizzazione ottimale a base di acido organico.



Codice EAN: 7612594269447 / Numero di materiale: 11847800 /
 Vecchio numero di materiale: 6980M0511V1

Per strumenti di anestesia	•
Per apparecchi per la respirazione	•
Per utensili di reparto	•
Per contenitori di sterilizzazione in alluminio	•

Dimensioni e peso

Misure esterne, profondità lorda in mm	246,00
--	--------

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm	214
-------------------------------------	-----

Misura esterna, larghezza netta in mm	143
---------------------------------------	-----

Misura esterna, profondità netta in mm	246
--	-----

Misura esterna, altezza lorda in mm	214
-------------------------------------	-----

Misura esterna, larghezza lorda in mm	143
---------------------------------------	-----

Misura esterna, profondità lorda in mm	246
--	-----

Peso lordo in kg	6
------------------	---

Capacità in ml	5000
----------------	------

Conformità, marcature e certificazioni

CE	•
----	---

Conforme a GHS/CLP	•
--------------------	---