

## ProCare Med 40 - 1 l [Typ 1]

Additivo per il risciacquo finale, neutro, 1 l

con beccuccio, per risciacquo finale di strumenti e utensili, biocompatibile.



- Durate di asciugatura più brevi con ridotta formazione di macchie
- Risciacquo pulito mediante riduzione della tensione superficiale
- Dosaggio facilitato grazie a un beccuccio preciso
- Confezione riciclabile compresa chiusura & etichetta

Codice EAN: 7612594269638 / Numero di materiale: 11848250 /  
Vecchio numero di materiale: 6980M0701V1

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Consigli di dosaggio</b>	
Valore pH della soluzione	7,9
Piccola apertura come beccuccio	•
<b>Principali aree d'impiego</b>	
Medicina generale	•
Chirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorinolaringoiatria	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di mezzo	Brillantante
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Conservante, Acidi organici, Tensioattivi, Tensioattivi non ionici
Temperatura minima di conservazione in °C	5
Temperatura massima di conservazione in °C	25
Per acciaio inossidabile	•
Per alluminio	•
Per alluminio anodizzato	•
Per ceramica	•
Migliora e riduce l'asciugatura	•
Ottima risciacquabilità	•
Per strumenti standard	•
Per alluminio anodizzato	•
Per il trattamento in macchina di strumenti e utensili	•
Per dispositivi medici riciclabili, resistenti alle alte temperature, invasivi e non invasivi	•
Per strumenti chirurgici	•
Per strumenti di microchirurgia	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	217
Misura esterna, larghezza netta in mm	85
Misura esterna, profondità netta in mm	85
Misura esterna, altezza lorda in mm	250
Misura esterna, larghezza lorda in mm	85
Misura esterna, profondità lorda in mm	85
Peso lordo in kg	1
Capacità in ml	1000
<b>Conformità, marcature, certif.</b>	
CE	•