

ProCare Med 64 LUB - 200 ml

Olio lubrificante per la cura degli strumenti, 200 ml
da spruzzare, per la cura manuale di dispositivi medici.



- Lubrificazione di snodi, cerniere e superfici scorrevoli
- Trattam. delicato dei mater. per impedire l'usura degli strumenti
- Protezione da corrosione, ruggine e formazione di macchie
- Con olio bianco medico di alta qualità, senza allergeni
- Olio permeabile al vapore, adatto alla sterilizzazione
- Imballo riciclabile

Codice EAN: 7612594269669 / Numero di materiale: 11848680 /
Vecchio numero di materiale: 6980M0961V1

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Possibilità di impiego	
Cura manuale	Sehr gut
Principali aree d'impiego	
Medicina generale	•
Chirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorinolaringoiatria	•
Oftalmologia	•
Urologia	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Prodotto di cura
Componenti	Olio di paraffina
Temperatura minima di conservazione in °C	5
Temperatura massima di conservazione in °C	25
Per il trattamento manuale di strumenti e utensili	•
Per dispositivi medici riciclabili, resistenti alle alte temperature, invasivi e non invasivi	•
Per strumenti chirurgici	•
Per tutti i metalli utilizzati nei prodotti medici	•
Non per polimeri	•
Per strumenti chirurgici con parti mobili	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	174
Misura esterna, larghezza netta in mm	50
Misura esterna, profondità netta in mm	50
Misura esterna, altezza lorda in mm	174
Misura esterna, larghezza lorda in mm	50
Misura esterna, profondità lorda in mm	50
Peso lordo in kg	0
Capacità in ml	200
Conformità, marcature e certificazioni	
CE	•