

ProCare Med 64 LUB - 200 ml

Olio lubrificante per la cura degli strumenti, 200 ml

da spruzzare, per la cura manuale di dispositivi medici.



- Lubrificazione di snodi, cerniere e superfici scorrevoli
- Trattam. delicato dei mater. per impedire l'usura degli strumenti
- Per strumenti standard, non per strumenti di trasmissione
- Con olio bianco medico di alta qualità, senza allergeni
- Olio permeabile al vapore, adatto alla sterilizzazione
- Imballo riciclabile

Codice EAN: 7612594269669 / Numero di materiale: 11848680 /
Vecchio numero di materiale: 6980M0961V1

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Possibilità di impiego	
Cura manuale	•
Dosaggio	
Dosaggio manuale	•
Principali aree d'impiego	
Laboratori medici	•
Ambulatori odontoiatrici	•
Medicina generale	•
Chirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorinolaringoiatria	•
Oftalmologia	•
Urologia	•
Ambulatori e cliniche	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Prodotto di cura
Forma dell'aggregato	Spray
Componenti	Olio di paraffina
Valore pH a 20 °C	10
Per tutti i metalli utilizzati nei prodotti medici	•
Per strumenti chirurgici	•
Per strumenti chirurgici con parti mobili	•
Per il trattamento manuale di strumenti e utensili	•
Per dispositivi medici riciclabili, resistenti alle alte temperature, invasivi e non invasivi	•
Non per polimeri	•
Non adatto agli strumenti di trasmissione	•
Indicazioni di conservazione	
Temperatura minima di conservazione in °C	5
Temperatura massima di conservazione in °C	25
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	174
Misura esterna, larghezza netta in mm	50
Misura esterna, profondità netta in mm	50
Misure esterne, altezza lorda in mm	174
Misure esterne, larghezza lorda in mm	50
Misure esterne, profondità lorda in mm	50
Peso lordo in kg	0
Capacità in ml	200
Conformità, marcature e certificazioni	
CE	•
Conforme a GHS/CLP	•