

CK/1 DIN 51

Chiave per tanica

per aprire con facilità le taniche di ProCare da 5, 10 e 20 l.

Codice EAN: 4002516480839 / Numero di materiale: 11851600 /
Vecchio numero di materiale: 66990002EU1



Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	27
Misura esterna, larghezza netta in mm	223
Misura esterna, profondità netta in mm	85
Misura esterna, altezza lorda in mm	55
Misura esterna, larghezza lorda in mm	180
Misura esterna, profondità lorda in mm	250
Peso lordo in kg	0

- Chiave a mano robusta e resistente
- Facile apertura e chiusura delle taniche senza sforzo
- Utilizzabile su entrambi i lati