


APLW 152  
Cesto  
per disporre diversi inserti.



- Utilizzabile sul ripiano 1
- L'altezza di carico dipende dagli altri cesti inseriti
- Misure di carico: larghezza 507 mm, profondità 545 mm

Codice EAN: 4002516526001 / Numero di materiale: 11854310 /  
Vecchio numero di materiale: 69615200D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 7111	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Lafette/supporto per cesti	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	180
Misura esterna, larghezza netta in mm	559
Misura esterna, profondità netta in mm	568
Misura esterna, altezza lorda in mm	180
Misura esterna, larghezza lorda in mm	570
Misura esterna, profondità lorda in mm	625
Peso netto in kg	2,33
Peso lordo in kg	3,41