


APLW 152

Cesto

per disporre diversi inserti.



- Utilizzabile sul ripiano 1
- L'altezza di carico dipende dagli altri cesti inseriti
- Misure di carico: larghezza 507 mm, profondità 545 mm

Codice EAN: 4002516526001 / Numero di materiale: 11854310 /
Vecchio numero di materiale: 69615200D

Classe appartenenza prodotto

Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio

•

Categoria di prodotto

Lafette/supporto per cesti

•

Caratteristiche del prodotto

Materiale Acciaio inox, Plastica

Colore Acciaio inox, Nero

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm 180

Misura esterna, larghezza netta in mm 559

Misura esterna, profondità netta in mm 568

Misura esterna, altezza lorda in mm 180

Misura esterna, larghezza lorda in mm 570

Misura esterna, profondità lorda in mm 625

Peso netto in kg 2,33

Peso lordo in kg 3,41