


APLW 106

Cesto

per disporre in modo ottimale moduli iniettori o inserti.



- Utilizzabile sui ripiani da 1 a 4
- Cesto con due accoppiamenti dei moduli
- Per disporre max. 2 moduli iniettori o inserti
- Chiusura automatica dell''accoppiamento in caso di non utilizzo
- Le misure di carico dipendono da posizione e cesti utilizzati.

Codice EAN: 4002516524717 / Numero di materiale: 11854610 /
Vecchio numero di materiale: 69610600D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Categoria di prodotto	
Cesto con accoppiamento modulo	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Componente del sistema EasyLoad	•
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	151
Misura esterna, larghezza netta in mm	559
Misura esterna, profondità netta in mm	621
Misura esterna, altezza lorda in mm	175
Misura esterna, larghezza lorda in mm	570
Misura esterna, profondità lorda in mm	630
Peso netto in kg	3,05
Peso lordo in kg	3,75