


A 322  
Coperchio  
per fissare oggetti delicati.



- Coperchio in acciaio inossidabile
- Punzonatura 8 x 8 mm, asticella 3 mm

Codice EAN: 4002516519355 / Numero di materiale: 11874380 /  
Vecchio numero di materiale: 69632200D

Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	19
Misura esterna, larghezza netta in mm	262
Misura esterna, profondità netta in mm	234
Misura esterna, altezza lorda in mm	60
Misura esterna, larghezza lorda in mm	240
Misura esterna, profondità lorda in mm	280
Peso netto in kg	0,27
Peso lordo in kg	0,36