

APST 011

Kit di giunzione

per collegare gli steril. Cube/X alle cartucce demin.tot. VE P 2000 E VE P 2800.



- Per tutti gli sterilizzatori da banco Cube e Cube X
- Per collegamento a VE P 2800 e VE P 2000

Codice EAN: 4002516552017 / Numero di materiale: 11878350 /
Vecchio numero di materiale: 689000010D

Classe appart. prodotto	
Sterilizzatori da banco	•
Appartenenza degli apparecchi	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoria prodotto	
Trattamento dell'acqua	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, null, Plastica
Colore	Acciaio inox, Grigio, Nero, Trasparente
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	290
Misura esterna, larghezza lorda in mm	102
Misura esterna, profondità lorda in mm	324
Peso netto in kg	1,61
Peso lordo in kg	1,80