

KKF-FS

Kit starter per filtro Active AirClean.
contro gli odori sgradevoli del frigorifero.

Codice EAN: 4002516468165 / Numero di materiale: 11882380 /
Vecchio numero di materiale: 36996049EU1



- Per una conservazione degli alimenti ottimale e inodore
- Combinazione attivatori innovativa: carbone attivo con chitosano
- Include barra a clip, custodia e 2 filtri Active AirClean

- Sostituire solo i due filtri (Mat. Nr. 07236280)
- Sostituzione consigliata: Circa ogni 6 mesi