

WA UD 1502 L
UltraDark 1,5 l
per capi scuri e neri.



Codice EAN: 4002516531654 / Numero di materiale: 11986760 /
Vecchio numero di materiale: 11997232EU2

- Combina la resa all'elevata protezione delle fibre
- Color Protect per intensità dei colori a lungo termine
- Effetto anti-pilling: protegge i capi dall'ingrigimento
- Contiene 7 enzimi per la massima pulizia
- Flaconi di plastica riciclata al 100 %, a tutela dell'ambiente
- Eccezionale: per 60 carichi di lavaggio