

APLW DS7111

Kit per successiva installazione

dosaggio liquido per aggiungere successiv. una pompa di dosaggio alla PLW 7111.



- Montaggio successivo da parte dell'assistenza tecnica
- Per l'uso di prodotti chimici aggiuntivi

Codice EAN: 4002516648697 / Numero di materiale: 11993930 /
Vecchio numero di materiale: 69242001D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PLW 7111 [Safety]	•
Categoria prodotto	
Kit di modifica	•
Sistema di dosaggio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Verde, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di cilindri graduati	•
Trattamento di dispositivi di respirazione polmonare	•
Trattamento delle maschere respiratorie	•
Trattamento di telai di supporto per respiratori ad aria compressa	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	95
Misura esterna, larghezza lorda in mm	170
Misura esterna, profondità lorda in mm	550
Peso netto in kg	0,40
Peso lordo in kg	0,57