

FA A 152 L
Profumatore AQUA, 12,5 ml
per 50 cicli di asciugatura.



Codice EAN: 4002516548478 / Numero di materiale: 12021140 /
Vecchio numero di materiale: 11997224EU3

- Per un profumo fresco che dura fino a 4 settimane
- Biancheria piacevolmente profumata – senza ammorbidente
- AQUA – purezza, fresco profumo e pulizia profonda
- Creato per Miele dai profumieri della Provenza
- Per asciugatrici e Laundry Cabinet Miele con FragranceDos