

FA O 152 L
Profumatore ORIENT 12,5 ml
per 50 cicli di asciugatura.



Codice EAN: 4002516561019 / Numero di materiale: 12022210 /
Vecchio numero di materiale: 11997227EU2

- Per un profumo fresco che dura fino a 4 settimane
- Biancheria piacevolmente profumata – senza ammorbidente
- Orient – Riunisce tutti i segreti dell'oriente
- Creato per Miele dai profumieri della Provenza
- Per asciugatrici e Laundry Cabinet Miele con FragranceDos