

FA C 152 L  
Profumatore COCOON, 12,5 ml  
per 50 cicli di asciugatura.



Codice EAN: 4002516561248 / Numero di materiale: 12023610 /  
Vecchio numero di materiale: 11997228EU3

- Per un profumo fresco che dura fino a 4 settimane
- Biancheria piacevolmente profumata – senza ammorbidente
- COCOON – per momenti di completa pace e protezione
- Creato per Miele dai profumieri della Provenza
- Per asciugatrici e Laundry Cabinet Miele con FragranceDos