


FA DF 152 L  
Profumatore DryFresh™ 12,5 ml  
per 50 cicli di asciugatura.

Codice EAN: 4002516561125 / Numero di materiale: 12026880 /  
Vecchio numero di materiale: 11997235EU1



- Con Freshplex™ per neutralizzare gli odori sgradevoli
- Rinfresca la biancheria asciutta nel programma "Aria".
- Biancheria piacevolmente profumata – senza ammorbidente
- Può essere combinato con altri profumatori Miele.
- Per tutte le asciugatrici T1 Miele con FragranceDos