

FA DF 152 L

Profumatore DryFresh™ 12,5 ml

per un profumo unico: una freschezza che dura a lungo.

Codice EAN: 4002516561125 / Numero di materiale: 12026880 /
Vecchio numero di materiale: 11997235EU1



- Con Freshplex™ per neutralizzare gli odori sgradevoli
- Rinfresca la biancheria asciutta nel programma "Aria".
- Biancheria piacevolmente profumata – senza ammorbidente
- Può essere combinato con altri profumatori Miele.
- Per asciugatrici e Laundry Cabinet Miele con FragranceDos
- Per 50 cicli di asciugatura o 70 utilizzi nel Laundry Cabinet